

Analys

Läs i Användarhandboken för respektive analysinstrument för fullständig information om kalibrerings- och prestandakontroller.

1. Ta ut en kalibreringsremsa ur flaskan. Rör inte remsans upphöjda ytor för att undvika smitta och falska resultat.
2. För in remsan i analysinstrumentet. Följ instruktionerna i Användarhandboken för att sätta in remsan rätt.
3. Följ Användarhandboken för att utföra kalibreringen. En rutinförhållanden rekommenderas ett kalibreringsintervall på två veckor (en vecka med Urilux S och Urisys 1100, fyra veckor med **cobas u 411** och Urisys 1800).

Kalibrering








Analysinstrumentet mäter remsans upphöjda områden med hjälp av reflektansfotometri. Resultatet räknas ut automatiskt och skrivs ut av analysinstrumentet som reflektansvärdet. Var god läs avsnittet i fråga i Användarhandboken för tolkning av dessa värden. Om de erhållna värdena avviker från den angivna toleransen måste kalibreringen göras om med en ny remsa. På detta sätt kan användaren kontrollera ifall instrumentet krånglar eller om remsan som använts är smutsig eller skadad.

Referenser

Användarhandbok för respektive analysinstrument.

Symboler

Följande symboler används vid etikettering för Roche laboratoriesystem.


	Använd före		Tillverkare
	Lot nummer		Se handhavande-beskrivningen
	Medicintekniska produkter för in vitro diagnostik		Detta produkt uppfyller kraven i Europa-Parlamentets och Rådets direktiv 98/79/EF om medicinsk utstyr till in vitro-diagnostik
	Temperaturbegränsning (Förvaras vid)		

COBAS, COBAS U, MIDITRON, SUPERTRON, URILUX and URISYS are trademarks of Roche

© 2010, Roche Diagnostics



 Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
D-68305 Mannheim
www.roche.com

 **11379194**

50 strimler

Norsk

Tilsiktet bruk

Control-Test M kalibreringsstrimmel brukes til kalibrering av Miditron M, Miditron Junior II, Supertron, Urilux S, **cobas u 411**, Urisys 1800 og Urisys 1100 refleksjonsfotometre og til kontroll av ytelsesevnen på analyseinstrumentene.

Sammendrag

Den brukklare kalibreringsstrimmelen er fremstilt av inaktivt grått plastmateriale med konstante refleksjonskarakteristika. Kalibreringsverdiene ble bestemt med referanse til en hvit standard og lagret i softwaren til de respektive analyseinstrumentene.

Forholdsregler og advarsler

Til in vitro diagnostisk bruk.

Ta de vanlige forholdsregler som er nødvendig ved håndtering av alle laboratoriereagenser.

Fjerning av alle avfallsmaterialer skal følge lokale retningslinjer. Kalibreringsstrimmelen må ikke dryppes i urin. Strimlene er fremstilt til engangsbruk.

Reagenshåndtering

Klar til bruk.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevar kalibreringsstrimlene i originalboksen ved 2-30 °C. Strimlene må ikke fryses eller eksponeres for direkte sollys. Strimlene er holdbare i den originale boksen inntil utløpsdatoen (slutten av måneden) spesifisert på boksen og etiketten. Ikke bruk strimlene etter den spesifiserte utløpsdato. Oppbevar boksen godt lukket når den ikke er i bruk. Sett straks lokket godt på boksen etter uttak av en strimmel. Oppbevar boksen horisontalt.

Medfølgende materialer

- Pakke med 50 strimler, [REF 11379194](#)

Nødvendige (men ikke medfølgende) materialer

- Miditron M, Miditron Junior II, Supertron, Urilux S, **cobas u 411**, Urisys 1800 eller Urisys 1100 urinanalyseinstrument.
- Alminnelig laboratoriestyr.

Analyse

Se brukermanualen til det gjeldende analyseinstrument for detaljer om kalibrering og kontroll av ytelsesevne.

1. Ta en kalibreringsstrimmel ut av boksen. For å unngå kontaminering og falske resultater skal ikke de forhøyede feltene på strimmelen berøres.
2. Plassér strimmelen i analyseinstrumentet. Følg instruksjonene i brukermanualen for korrekt plassering av strimmelen
3. Følg brukermanualen for å utføre kalibreringen. Under rutineforhold anbefales det et kalibreringsintervall på to uker (én uke med Urilux S og Urisys 1100, fire uker med **cobas u 411** og Urisys 1800).

Kalibrering








Instrumentet måler de forhøyede feltene på strimmelen ved hjelp av refleksjonsfotometri. Resultatene beregnes automatisk og printes ut av analyseinstrumentet som refleksjonsverdier. For å tolke disse verdiene, vises til det gjeldende avsnittet i brukermanualen. Hvis de oppnådde verdiene avviker fra den spesifiserte toleransegrense, skal kalibreringen gjentas med en nye strimmel. Da kan brukeren kontrollere om instrumentet ikke fungerer korrekt eller om den brukte strimmelen er skitten eller beskadiget.

Referanser

Brukermanualen til det gjeldende analyseinstrument.

Symboler

Følgende symboler brukes ved merking av Roche laboratoriesystemer.

	Brukes innen		Produsent
	Lotnummer		Vennligst se brukerveiledningen
	For bruk til in vitro diagnostikk		Detta produktet innfrir kravene til Europaparlamentets Rådsdirektiv 98/79/ EF om in vitro Diagnostisk medisinsk utstyr
	Temperaturbegrensning (Oppbevares ved)		

COBAS, COBAS U, MIDITRON, SUPERTRON, URILUX and URISYS are trademarks of Roche

© 2010, Roche Diagnostics



 Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
D-68305 Mannheim
www.roche.com