

ALM-MM	<b>Temperaturavlesning BACTEC FX</b>	Gyldig fra 2023.02.02 Vers.nr: 1.3
Side 1 av 1		Godkj: BeH
EQS ID 26101	Utskriftsdato:23.09.2023	

Avlesningsforhold: Alle dager om morgenen, før åpning av skuffer. 2023 SEPTEMBER

Ved overskridelse av aksjonsgrenser skriv avvik, ellers kvitter med OK.

T12723812347 (2)

ÅR:		MND:	Ønsket temperatur: 35°C				Aksjonsgrense: ± 1.5°C (33.5-36.5°C)			
dato	sign	System- alarm sjekk	Avlest temp. skjerm Bactec FX				Avlest digital temp.måler			
			A	B	C	D	A	B	C	D
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21	SON	OK	35,0	35,0	35,0	35,0	35,8	35,4	35,2	35,0
22	SON	OK	35,0	35,0	35,0	35,0	35,9	35,3	35,1	35,0
23	SON	OK	35,0	35,0	35,0	35,0	35,9	35,4	35,2	35,0
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

Instrumentansvarlig: faggruppe 1, bakteriologi

ALM-MM	<b>Temperaturavlesning BACTEC FX</b>	Gyldig fra 2023.02.02 Vers.nr: 1.3
Side 1 av 1		Godkj: BeH
EQS ID 26101	Utskriftsdato:23.09.2023	

T12723 : Reg 92514  
812347 : Reg 92518

Ti 18-21

**T12723** 812347

**SEPT 23**

Avlesningsforhold: Alle dager om morgenen, før åpning av skuffer.

Ved overskridelse av aksjonsgrenser skriv avvik, ellers kvitter med OK.

ÅR:		MND:	Ønsket temperatur: 35°C				Aksjonsgrense: ± 1.5°C (33.5-36.5°C)			
dato	sign	System- alarm sjekk	Avlest temp. skjerm Bactec FX				Avlest digital temp.måler			
			A	B	C	D	A	B	C	D
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24	AHH	OK	35,0	35,0	35,0	35,0	35,9	35,4	35,1	35,0
25	Q9	OK	35,0	35,0	35,0	35,0	35,4	35,2	35,0	35,0
26	AHH	OK	35,0	35,0	35,0	35,0	35,8	35,4	35,1	35,0
27	AHH	OK	35,0	35,0	35,0	35,0	35,4	35,2	35,0	35,1
28	AHH	OK	35,0	35,0	35,0	35,0	35,9	35,5	35,0	35,0
29	Q9	OK	35,0	35,0	35,0	35,0	35,9	35,5	35,1	35,0
30	Q9	OK	35,0	35,0	35,0	35,0	35,7	35,3	35,0	35,1
31										

Instrumentansvarlig: faggruppe 1, bakteriologi

ALM-MM	<b>Temperaturavlesning BACTEC FX</b>	Gyldig fra 2023.02.02 Vers.nr: 1.3
Side 1 av 1		Godkj: BeH
EQS ID 26101		Utskriftsdato:23.09.2023

Avlesningsforhold: Alle dager om morgenen, før åpning av skuffer.

Ved overskridelse av aksjonsgrenser skriv avvik, ellers kvitter med OK.

2023  
SEPTEMBER T12725B12324 (3)

ÅR:		MND:	Ønsket temperatur: 35°C				Aksjonsgrense: ± 1.5°C (33.5-36.5°C)			
dato	sign	System- alarm sjekk	Avlest temp. skjerm Bactec FX				Avlest digital temp.måler			
			A	B	C	D	A	B	C	D
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21	SON	OK	35,0	35,0	35,0	35,0	35,3	35,4	35,3	35,0
22	SON	OK	35,0	35,0	35,0	35,0	35,6	35,4	35,3	35,1
23	SON	OK	35,0	35,0	35,0	35,0	35,6	35,4	35,2	35,1
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

Instrumentansvarlig: faggruppe 1, bakteriologi

ALM-MM	<b>Temperaturavlesning BACTEC FX</b>	Gyldig fra 2023.02.02 Vers.nr: 1.3
Side 1 av 1		Godkj: BeH
EQS ID 26101	Utskriftsdato: 23.09.2023	

T12725: Reg 92515

Ti 22-25

**T12725** / B12324

B12324: Reg 92517

Avlesningsforhold: Alle dager om morgenen, før åpning av skuffer.

**SEPT 23**

Ved overskridelse av aksjonsgrenser skriv avvik, ellers kvitter med OK.

ÅR:		MND:	Ønsket temperatur: 35°C				Aksjonsgrense: ± 1.5°C (33.5-36.5°C)			
dato	sign	System- alarm sjekk	Avlest temp. skjerm Bactec FX				Avlest digital temp.måler			
			A	B	C	D	A	B	C	D
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24	AHH	OK	35,0	35,0	35,0	35,0	35,6	35,4	35,2	35,1
25	QJ	OK	35,0	35,0	35,0	35,0	35,3	35,4	35,3	35,0
26	AHH	OK	35,0	35,0	35,0	35,0	35,5	35,4	35,3	35,0
27	AHH	OK	35,0	35,0	35,0	35,0	35,4	35,3	35,3	35,1
28	AHH	OK	35,0	35,0	35,0	35,0	35,2	35,3	35,1	35,1
29	QJ	OK	35,0	35,0	35,0	35,0	35,4	35,4	35,3	35,1
30	QJ	OK	35,0	35,0	35,0	35,0	35,4	35,4	35,3	35,1
31										

Instrumentansvarlig: faggruppe 1, bakteriologi

ALM-MM	<b>Temperaturavlesning BACTEC FX</b>	Gyldig fra 2023.02.02 Vers.nr: 1.3
Side 1 av 1		Godkj: BeH
EQS ID 26101	Utskriftsdato:24.09.2023	

SKAP nr. 2 til venstre  
SKAP nr. 3 til høyre

Avlesningsforhold: Alle dager om morgenen, før åpning av skuffer.

Ved overskridelse av aksjonsgrenser skriv avvik, ellers kvitter med OK.

ÅR:		MND:	Ønsket temperatur: 35°C				Aksjonsgrense: ± 1.5°C (33.5-36.5°C)			
dato	sign	System- alarm sjekk	Avlest temp. skjerm Bactec FX				Avlest digital temp.måler			
			SKAP 2		SKAP 3		SKAP 2		SKAP 3	
			A	B	A	B	A	B	A	B
1			35,4	3						
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24	GKJ	OK	35,0	35,0	35,0	35,0	35,5	35,3	35,5	35,2
25	TB	OK	35,0	35,0	35,0	35,0	35,5	35,3	35,5	35,2
26	TB	OK	35,0	35,0	35,4	35,5	35,0	35,0	35,5	35,3
27	EAO	OK	35,0	35,0	35,0	35,0	35,5	35,3	35,4	35,2
28	MJ	OK	35,0	35,0	35,0	35,0	35,6	35,2	35,5	35,2
29	GU	OK	35,0	35,0	35,0	35,0	35,7	35,2	35,5	35,2
30										
31										

<p style="text-align: center;">SKAP 2</p> <p>SKUFF A: FØLER T1 303</p> <p>SKUFF B: FØLER T1 306</p>	<p style="text-align: center;">SKAP 3</p> <p>SKUFF A: FØLER T1 304</p> <p>SKUFF B: FØLER 305</p>
---	--